

# Alles gurgelt!

## Gurgel mit!

Kostenloser PCR-Test auf COVID-19 für alle Personen, die sich in Wien aufhalten.

1



Nachdem du das Test-Set erhalten hast, registriere dich auf **allesgurgelt.at**. Klicke nun unter **allesgurgelt.at** auf „**Jetzt testen**“, folge der Anleitung in der Web-App und führe den Test durch.

2



**Bestätige** für den Test **deine Identität**, indem du Reisepass, Personalausweis oder e-card in die Kamera zeigst.

3



Stimmst du einer **Videoaufzeichnung** beim Testverfahren zu, wird dir nach negativem Testergebnis ein **medizinischer Laborbefund** für bspw. Restaurant oder andere Betriebe ausgestellt. Diesen Schritt kannst du auch überspringen, du erhältst dann zwar dein Testergebnis, aber keinen offiziell gültigen Befund.

4



Führe den **Test** durch. Es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.

5



Gib die **Probe** wieder in die LEAD Horizon-Verpackung, nachdem du den Test durchgeführt hast.

6



Gib den Test nun bequem direkt im **BIPA am Hauptbahnhof** oder in jeder **REWE-Filiale in Wien** ab (BILLA, BILLA Plus, BIPA und Penny sowie bei den Tankstellenshops BP-Merkur Inside, JET-BILLA Stop & Shop, SHELL-BILLA Unterwegs).

7



Bei **Abgabe vor 9 Uhr** erhältst du dein Ergebnis per E-Mail innerhalb von 24 Stunden.

8



Weitere Test-Sets erhältst du mit deinem **personalisierten Barcode** in jeder Wiener BIPA-Filiale.

# Alles gurgelt!

Gargle with us! / Risciaquiamo tutti

Free Covid-19 PCR test for everyone in Vienna.  
Test PCR gratuito per Covid-19 a Vienna per tutti.

1



When you get your test set, register on [allesgurgelt.at/en/wien](https://allesgurgelt.at/en/wien). Click on „**Take your test now**” on [allesgurgelt.at/en/wien](https://allesgurgelt.at/en/wien) and follow the instructions of the web app to take your test.

Una volta che avete a disposizione il kit per il test, registratevi sul sito web [allesgurgelt.at/en/wien](https://allesgurgelt.at/en/wien). Fare clic su „**Take your test now (Eseguire il test)**” sul sito Web [allesgurgelt.at/en/wien](https://allesgurgelt.at/en/wien) e seguire le istruzioni nell'applicazione web.

2



**Confirm your identity** for the test by holding your passport, ID card or e-card towards the camera.

**Confermate la Vostra identità** – tenete il passaporto, la carta d'identità o la carta elettronica davanti alla telecamera.

3



If you agree to a **video recording** of the test procedure, you will get a **medical lab report** of your negative test result that is valid as entrance test for restaurants and other places and activities. If you skip this step, you will get a test result but no officially valid medical report.

Se accettate che l'intero **processo di test venga registrato**, Vi verrà rilasciato un **certificato di risultato negativo del test**, che è richiesto quando entrate in un ristorante e in altri luoghi. Se saltate questo passaggio, riceverete solo un risultato del test senza un certificato ufficiale.

4



Perform the **test**. You can gargle or rinse your mouth with the saline solution.

Eseguite il **test**. Utilizzo della soluzione salina in dotazione - potete risciaquare la bocca con la soluzione.

5



After performing the test, put the **sample** back into the LEAD Horizon packaging.

Dopo aver eseguito il **test**, riporre il campione nella confezione LEAD Horizon.

6



Hand in the sample at the **BIPA outlet in Vienna Central Station** or at any **REWE outlet in Vienna** (BILLA, BILLA Plus, BIPA and Penny), or any petrol station shops of BP-Merkur Inside, JET-BILLA Stop & Shop, SHELL-BILLA Unterwegs).

Consegnare il campione nel negozio **BIPA della Stazione Centrale di Vienna** o in qualsiasi negozio **REWE a Vienna** (BILLA, BILLA Plus, BIPA e Penny) o in qualsiasi stazione di servizio BP - Merkur Inside, JET - BILLA Stop & Shop, SHELL - BILLA Unterwegs).

7



If you **hand in your sample before 9am**, you will receive your test result by email within a period of 24 hours.

Se **consegnerete il Vostro campione entro il 9:00**, riceverete il risultato del test via e-mail entro 24 ore.

8



You can get more test sets every time you show your **personalised barcode** at any BIPA outlet in Vienna.

Potrete ottenere altri kit di prova se esibirete il **proprio codice a barre personale** in qualsiasi filiale BIPA a Vienna.

Stadt  
Wien

WKO WIEN  
WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN

ÖBB

For detailed information/  
Per maggiori informazioni, cliccate su:  
[allesgurgelt.at/en/wien](https://allesgurgelt.at/en/wien)  
#allesgurgelt